

Systemvoraussetzungen CogniPlus

Stand: Oktober 2018 ab Version CC2810

Bitte überprüfen Sie vor der Hard- und Software-Installation, ob sämtliche Systemvoraussetzungen gegeben sind.

Empfehlungen Computer

Hardware	Mindestens	Empfohlen
Prozessor	Dual-Core	Quad-Core
Hauptspeicher	2 GB	8 GB
Grafikkarte	128 MB ¹	512 MB
Festplatte	10 GB freier Plattenplatz, SATA II	SSD Festplatte
Tastatur	✓	
Maus	✓	
DVD-Laufwerk	✓	
USB-Headset oder USB-Lautsprecher ²	✓	
USB-Anschluss für Lizenz-Dongle und die Zusatzhardware ³	✓	
Netzwerkkarte zum Anschluss des PCs an ein Datennetzwerk ⁴	✓	

Software	
Betriebssystem	Windows 7 (inkl. Service Pack 1) Windows 8.1 Windows 10

1 DirectX 9.0 kompatible 3D-Grafikkarte mit einem Grafikchip von Nvidia, ATI oder INTEL HD 500 (oder höher). Der Bildschirmtreiber muss Open-GL ab Version 1.4 unterstützen.

2 Bitte fragen Sie Ihren Händler oder die SCHUHFRIED GmbH nach geeigneten Geräten.

3 Falls alle USB-Anschlüsse am PC belegt sind, ist ein USB-Hub mit externer Stromversorgung erforderlich

4 Zum Beispiel zum Aufbau einer Gruppenanlage

Wichtig ist, dass auf dem Computer keine Programme installiert werden, die das Training stören können (z.B. durch starke CPU-Belastung oder Ausgaben auf dem Bildschirm)!

Empfehlung Bildschirm

CRT- oder TFT-Farbbildschirm mit mindestens 15" sichtbarer Bilddiagonale (19" für das Trainingsprogramm SPACE).

Bei **CRT-Bildschirmen** muss eine Bildwechselfrequenz von mindestens 75 Hz eingestellt werden.

Es wird empfohlen nur synchrone **TFT-Bildschirme** zu verwenden, da bei asynchronen Bildschirmen störende Flackereffekte auftreten können. Ob ein Bildschirm synchron oder asynchron arbeitet, kann mit einem Testprogramm (PixPerAn) überprüft werden.

Empfehlung Drucker (optional)

Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, monochrom oder Farbe

Sicherheitseinrichtungen

Falls CogniPlus im Bereich des Gesundheitswesens eingesetzt wird, ist die Verwendung folgender Geräte vorgeschrieben:

- > Trenntransformator für die Medizintechnik gemäß EN 60601
- > Galvanische Netzwerktrennung (Medical Network Insulation) gemäß EN60601 (bei Anschluss des Computers an ein Datennetzwerk)

Bitte erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten Ihres Hauses.

Produkte der Firma SCHUHFRIED GmbH werden gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG entwickelt und produziert. Mit dem CE-Zeichen wird bestätigt, dass sowohl die sicherheitstechnischen Vorschriften, die EMV-Richtlinien (EN60601), Bio-Verträglichkeitsrichtlinien (EN30993), produktspezifische Vorschriften und das zugrunde liegende Qualitätsmanagement eingehalten werden.