

# Biofeedback Xpert

## Configuration système requise

CF51208, juillet 2019

### Ordinateur

- > Processeur : Intel i5 ou équivalent AMD
- > Mémoire vive : 4 Go de RAM
- > Graphique : carte graphique dédiée avec 1 Go de VRAM (pas de RAM)
- > Audio : carte son compatible Windows avec haut-parleurs ou casque
- > Disque dur : 5 Go d'espace de stockage
- > Lecteur DVD
- > Souris, clavier
- > Moniteur
- > Un port USB libre (USB2.0 minimum) pour le DONGLE
- > Un port USB libre (USB2.0 minimum) pour le câble du marqueur ou pour commander un périphérique externe (le cas échéant)
- > Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 10

### Dispositifs de sécurité

Si le Biofeedback est utilisé dans le domaine de la santé, l'utilisation des appareils suivants peut s'avérer obligatoire :

- > Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60601 et conçu pour les appareils médicaux
- > Séparation galvanique des appareils médicaux de l'alimentation secteur (Medical Network Insulation) selon la norme EN 60601 (quand l'ordinateur est connecté à un réseau de données)

**Veillez vous renseigner auprès du responsable de la sécurité dans votre entreprise.**

Les produits de la société SCHUHFRIED GmbH sont développés et produits conformément aux exigences énoncées dans la directive européenne 93/42/CEE. Le sigle CE est le garant du respect des prescriptions techniques de sécurité, des directives CEM, des directives de biocompatibilité, de la réglementation spécifique aux produits et de la gestion de la qualité sous-jacente. Veuillez nous contacter avant l'achat de tout nouvel appareil afin que nous puissions vous conseiller de manière optimale.

**Veillez nous contacter avant l'achat de tout nouvel appareil afin que nous puissions vous conseiller de manière optimale.**